

マイクロセパレーター MICRO SEPARATER

用途

各種歯型材とワックスの分離

特徴

- ① 本剤は非油性、ノンアルコールで従来の分離材のように経時変化による粘性の変化が非常に起こりにくい物です。
- ② 水溶性の本剤は石膏の支台歯に綺麗に塗布する事が出来ます。
- ③ 短時間で形成される皮膜は非常に薄くマージン部分にも溜まりにくい物なので適合性の良い補綴物を作成する事が出来ます。
- ④ 薄い皮膜でも確実な分離効果を示します。
- ⑤ ワックスをオーバ-ヒートさせても分離効果を維持します。

筆付き

容量 30ml



ワックスアップのマージン部分
最終調整(締め直し)に最適!

ユーザーの声

ワックスの適合性を高める事は重要な事です。
アルコール溶剤の分離材の場合、残量が少なくなると分離材の厚みがでて気になります。
この分離材は厚みが最後まで変わらず良いと思います。
又もう少し厚みが必要なときは中性洗剤を1滴加えると、厚みが出せます。
技工所に合った分離材を容易に作れるので重宝してます。

補綴物の適合性を考えるなら分離材の選択も必要!

30ml筆付きのみ!

医院価格 ¥1,000

お問い合わせ 有限会社 アトミック

大阪府摂津市千里丘4-11-14

TEL:06-6330-0428 FAX:06-6330-1655

製造元

株式会社 東洋化学研究所

東京都板橋区板橋4丁目25番12号