

SALIVA


BITE BLOCK

サリバ バイトブロック ハンドル付

排唾管を接続し、吸引と同時に
開口保持が可能です。




排唾管使用例



開口を保持すると同時に、
排唾管による吸引が可能となるため、
気管挿管中の患者等の口腔ケアに最適です。

オプション品：サリバエjector（排唾管）



柔らかく、自由に曲がります。

1 パック 100 本入

希望小売価格：¥800 **税別**

全長：147mm 外径：φ6mm

- 単回使用のみ
- オートクレープ不可

一般医療機器


届出番号：13B1X10089000418



Mサイズ

15g

- ラテックスフリー
- オートクレープが可能です。
- 脱落防止のため、本体とハンドル部は取り外せない仕様です。
- 本体中央の挿管口が排唾管をしっかり固定します。（内径 6mm）
- 金属部品未使用のため、X線検査等にもお使い頂けます。



サリバ バイトブロック ハンドル付

Mサイズ **ブルー**

重量：15g

最大開口幅：30mm

厚み：15mm **S・M共通**

希望小売価格 各 2 個入 S サイズ ¥7,800

税別

Sサイズ **パープル**

重量：13g

最大開口幅：23.5mm

M サイズ ¥8,000

一般医療機器 届出番号：04B3X00004000006

輸入販売元：サイコア・インターナショナル・イ

〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-7-22 エルスリメント新宿 4F tel.03 6457 8376

株式会社 **三井**
東京都台東区上野5丁目25番17号
TEL 03(3836)4811

