

SALIVA

BITE BLOCK

サリバ バイトブロック ハンドル付

吸引もできる開口器。
視野を確保することで、効率よく
効果的なケアを可能にします。



排唾管使用例

開口維持と吸引が同時に

できるので、長時間の治療や

気管挿管中など誤嚥のリスクがある方の口腔ケアに
最適です。



バイトブロック部材質：エラストマー

オプション品：サリバエジェクター（排唾管）



柔らかく、自由に曲がります。

1 パック 100 本入

希望小売価格：¥800（税込¥880）

全長：147mm 外径：φ6mm

● 単回使用のみ

● オートクレープ不可

一般医療機器

届出番号：1381X10089000418



Mサイズ

15g

- ラテックスフリー
- オートクレープ（低温：121℃）が可能です。
* 炉内の温度が上がる場合があるため、乾燥工程はお避け下さい。
- 脱落防止のため、本体とハンドル部は
取り外せない仕様です。
- 本体中央の挿管口が排唾管をしっかり
固定します。（内径 6mm）
- 金属部品未使用のため、X線検査等にも
お使い頂けます。



M

S

サリバ バイトブロック ハンドル付

Mサイズ **ブルー**

Sサイズ **パープル**

重量：15g

重量：13g

最大開口幅：30mm

最大開口幅：23.5mm

厚み：15mm **S・M 共通**

希望小売価格 **各2個入**

税抜 税込
S ¥7,800 ¥8,580

税別

M ¥8,000 ¥8,800

一般医療機器 届出番号：04B3X00004000006

輸入販売元：ザイコア・インターナショナル・インク

〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-7-22 エルソリメント新宿 4F tel.03 6457 8379

info@ziecor.jp <https://ziecor.jp>

