

# クリーントレー CT-5




130×220×15mm 100枚入

標準価格 2000円

- ※ ディスポーザブルの紙製トレーです。
- ※ 金属製のバットの上に敷く事によりインスツルメントをおくときに発生する金属音を軽減することができます。
- ※ オートクレーブ滅菌が、可能です。

# クッションマット



クッションマット A 300×400mm

クッションマット B 250×500mm

各10枚入り

標準価格 4200円

- ※ スポンジ状のトレーマットです。
- ※ オートクレーブなどによる滅菌が可能です。カスト用マット等、様々な用途にご利用下さい。

株式会社 **シバタ**

〒110-0005 東京都台東区上野5-25-17  
TEL 03-3836-4811 FAX 03-3836-2585  
URL : <http://www.dental-shibata.co.jp/>