


持針器(マチュー型ダイヤ付)

許可番号(第)13BZ2811



- ※ ダイヤチップ付で縫合針を確実に保持します。 **標準価格 49000円**
- ※ クロス部分より刃先は40mmで肉薄になっています。

ST石膏へら、アルギンへら

- ※ オールステンレスの為、耐腐食性に優れ、薬液、オートクレーブなどの滅菌及び消毒に最適です。
- ※ 非常に軽量のため、練和作業において疲れにくくなっています。



標準価格 1200円

歯科用練成へら(一般医療機器)届出番号:【アルギン】15B3X00004000042【石膏】15B3X00004000041

- ※ 木柄のアルギンへら、石膏へらです。



標準価格 800円

歯科用練成へら(一般医療機器)届出番号:【アルギン】15B3X00004000044【石膏】15B3X00004000043

販売元 **株式会社 シバタ**

URL: <http://www.dental-shibata.co.jp/>
台東区上野5-25-17 TEL 03-3836-4811

製造販売元 (有)小山田製作所
新潟県燕市東太田3587