

残根除去器

歯科用エレベーター（一般医療機器）届出番号：13B3X00106000013



残根除去器 No1

標準価格 9020円(税込)

残根除去器 No2

残根除去器 No3

標準価格 9460円(税込)

- ※ 残根除去用インスツルメントです。
- ※ 深部 20mm までの除去が可能です。
- ※ No2 No3 は先端部ギザ付の為、細部の摘出に最適です。

マイクロスクレーパー H56

歯科用キュレット（一般医療機器）届出番号：13B3X00106000007

- ※ 内側片面刃の多目的除去作業用スクレーパーです。
- ※ 歯肉弁の切開、剥離後の組織を傷つけることなく歯根表面部の沈着物を除去する事が出来ます。
- ※ 余剰レジン及びセメントの除去、また歯台表面壁の最終チェック器具としても利用できます。



標準価格 7150円(税込)

販売元 **株式会社 三バツ**

URL : <http://www.dental-shibata.co.jp/>
台東区上野5-25-17 TEL 03-3836-4811

製造販売元 ㈲菅原歯科精器工業
東京都荒川区西尾久2-19-2