


ジルコニア製レジンマテリアル用バー

ジルコニアバー®


Zirconia Bar

新提案

レジンマテリアルの研削に。



は
白い刃っ^はていいな



レジン研削に優れた性能を発揮します。

- ハイブリッドレジン
- コンポジットレジン
- テック
- 義歯床用レジン
- 軟性裏覆材
- ステント




株式会社マシンツール中央
MACHINE TOOL CHUO
HYOGO JAPAN

販売代理店 TMSデンタル
<http://www.tmsdental.com>

すべりの良さに“技”がある。

刃裏面(削った後に、切粉がバーに触れる面)ひとつひとつを丁寧に研磨仕上げました。切粉と熱を円滑に排出します。



ジルコニアは滑りがよく、摩擦熱を持ちにくい。




よく削れ、削った面もきれい。

切削面に“技”がある。

長年のカーバイドバー製造ノウハウを活かし、切削効率と耐久性を追求した、ジルコニア専用刃の形状を開発しました。

切粉に“技”がある。

金属製のバー等でレジン削った切粉に比べ、切粉が静電気を帯びていません。軽くはたいたり、エアだけでレジンの切粉を簡単に落とすことができます。



切粉が手や服にまとわりつかない。

清潔感ある、白。

保証
原寸大



DD6-Zr20 / DD6-Zr28

作業部 φ(mm)	6
刃の形状	クロスカット

白に“技”がある。

刃は白色のジルコニア製。切粉が刃に焼き付かず、ブラシ等で簡単に清掃できます。

歯科技工用カーバイド研削器具
ハーディアロイパー
品番: DD6-Zr20 (Fine)
DD6-Zr28 (Super Fine)
包装・価格(税別):
●1本入り = 6500円

一般医療機器 28B3X10005000001

JANコード:
DD6-Zr20 1本入 = 4571243041304
DD6-Zr28 1本入 = 4571243041311

※色調は印刷のため、現品と若干異なります。
※価格は標準価格です(消費税は含まれておりません)。
※掲載の価格は2014年6月現在の物です。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読み下さい。

製造販売元



株式会社マシンツール中央
MACHINE TOOL CHUO
HYOGO JAPAN

〒663-8241 兵庫県西宮市津門大塚町7-5
Tel: 0798-37-0270 Fax: 0798-37-0230
www.mt-chuo.jp