

キープア ップユース

オーラルフレール対策用医療機器
舌トレーニングで、口腔・嚥下機能改善
簡単なカスタマイズで、ラクラク口腔嚥下トレーニング



一般医療器具 口腔・嚥下機能訓練器具
医療機器届出番号:13B3X10185000067

定価 ￥6,800

お湯で軟化して模型に圧接形成し、患者さん毎にカスタマイズします。

製造販売：有限会社イオス
〒193-0935
東京都八王子市大船町660番地

TEL:042-668-8625 FAX:042-668-8626

代理店：株式会社シバタ
〒110-0005
東京都台東区上野5-25-17

TEL:03-3836-4811 FAX:03-3836-2585