

セラミック用不織布研削材

パットホイール (グレー)



The Ayatsure at a rotational speed.

低速回転



グレイズ後にツヤが出すぎた
ポーセレンの艶落とし。

中速回転



表面性状を付与する前に、
全体をなだらかに仕上げる。

高速回転



ジルコニアやポーセレンの
ステインを軽く削り落とす。

● 形状を損なわず面を均一に削る

パットホイール(グレー)は、細かい繊維の
不織布に研削材と樹脂を混ぜ込み、

研削力と耐久性を両立させたポイントです。

また、ノンシリコンなので、セラミックの表面に
シリコンの油膜が残渣することはありません。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読み下さい。



※マンドレルは別売りです。

歯科技工用アブレンシブ研削器具 パットホイール	
形態: 2種 (3mm, 6mm)	
包装・価格:	
3mm ● 5個入り	= 1600円
● 10個入り	= 3000円
6mm ● 5個入り	= 1850円
● 10個入り	= 3500円
スタートセット ● (3mm, 6mm 各1個, スリップレスマントレル2本) = 2050円	
【5個+スリップレスマントレル】セット	
3mm ●	= 2200円
6mm ●	= 2450円
一般医療機器 28B3X10005000005	
【別売り】ラージスリップレスマントレル 1本入り=700円 一般医療機器 28B3X10005000005	

※色調は印刷のため、現品と若干異なります。
※価格は標準価格です(消費税は含まれておりません)。
※掲載の価格は2014年6月現在の物です。

製造販売元



株式会社マシンツール中央
MACHINE TOOL CHUO
HYOGO JAPAN

〒663-8241 兵庫県西宮市津門大塚町7-5
Tel: 0798-37-0270 Fax: 0798-37-0230
www.mt-chuo.jp

株式会社 三バタ

〒110-0005 東京都台東区上野5-25-17
TEL 03-3836-4811 FAX 03-3836-2585
URL: <http://www.dental-shibata.co.jp/>