


空回り防止機構付きマンドレル

スリップレスマンドレル



空回りなしで、仕事を回す。

Turn the work, without idle.



● 空回り防止機構

大きさや形の異なる**20個の凸部**が
繊維に噛み込むことで、**空回りを抑制**します。



※不織布は別売りです。

スリップレスマンドレルを開発は、

「**不織布や海綿**を使った時に、**空回り**をしてしまう。」

という、みなさまのご意見から始まりました。

さまざまな方法を検討し、「**上部はゴム**、**下部は凸**」で

挟むシステムのマンドレルが完成。

空回りのストレスがないマンドレルをお試してください。

歯科用マンドレル
マンドレル HP
ラージスリップレスマンドレル

形態：1種

包装・価格(税別)：

●1本入り = 700円

●5本入り = 3000円

一般医療機器 28B3X10005000002

※色調は印刷のため、現品と若干異なります。
※価格は標準価格です(消費税は含まれておりません)。
※掲載の価格は2014年6月現在の物です。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読み下さい。

製造販売元



株式会社マシンツール中央
MACHINE TOOL CHUO
HYOGO JAPAN

〒663-8241 兵庫県西宮市津門大塚町7-5

Tel: 0798-37-0270 Fax: 0798-37-0230

www.mt-chuo.jp

株式会社 三バタ

〒110-0005 東京都台東区上野5-25-17

TEL 03-3836-4811 FAX 03-3836-2585

URL : <http://www.dental-shibata.co.jp/>