


バキュームシリコンゴム 十字型

- ※ バキュームの先に取り付けるシリコンゴムチップです。
- ※ 吸い込み口に十字型の格子をもうけ、インレー等を、間違えて吸い込んだ時、その部分に止まるように、工夫してあります。
- ※ 良質シリコンを使用しており、長期柔らかさを持続します。オートクレーブ滅菌や薬液消毒が可能です。



12個入り
標準価格 4000円

咬合紙ピンセット

届出番号：13B3X00098000003



標準価格 2600円

- ※ 咬合紙を保持する部分三カ所にピンを設け、咬合紙を確実に維持します。

株式会社 **シバタ**

〒110-0005 東京都台東区上野5-25-17
TEL 03-3836-4811 FAX 03-3836-2585
URL : <http://www.dental-shibata.co.jp/>