

ハンド・アンド・ネイル


H&N ペアブラシ

HN-01



(3入) ¥3,300

HN-02



(3入) ¥2,700

HN-03



(3入) ¥2,250

(オートクレーブ可)

滅菌の注意

- ☆ オートクレーブ使用時にはブラシをよく水洗いして下さい。
温度120℃～135℃ 8分～25分 乾燥 5分以内
(消毒液との併用はおやめ下さい。)
- ☆ オートクレーブ内の金属部分にブラシが触れないように
布(タオル等)を敷いて保護して下さい。
- ☆ 使用ごとにブラシが変色して来ますが品質に問題はありません。
- ☆ 保管は滅菌パックを使用するか、殺菌庫に保管して下さい。

デンチャーケース



- ・ 選べる3色 アイボリー ブルー ピンク
- ・ 便利な ネームシール付
- ・ 安心な材質 ポリプロピレン製

株式会社 **シバタ**

〒110-0005 東京都台東区上野5-25-17
TEL 03-3836-4811 FAX 03-3836-2585
URL : <http://www.dental-shibata.co.jp/>